

## läsèmd – Konzentrierte Pflegesubstanzen

Die **läsèmd**-Cosmeceuticals Serie wurde eigens für diese Laserbehandlung entwickelt. Die Ampullen sind frei von Konservierungsmitteln und werden erst während der Laserbehandlung frisch gemischt.

### VC-AMPULLE (ASCORBINSÄURE)

Vitamin C ist eines der stärksten natürlich vorkommenden Antioxidantien. VC hilft bei der Kollagen-Neubildung, vor allem bei Schädigungen, die durch Sonneneinstrahlung verursacht wurden.

### VA-AMPULLE (VITAMIN A)

Vitamin A, auch bekannt als Retinol oder Retinsäure, dreht die Zeit zurück und wird zur Hautverjüngung eingesetzt. Es unterstützt die Prozesse zur Hauterneuerung.

### TA-AMPULLE (TRANEXAMSÄURE)

Tranexamsäure wird seit Jahrzehnten gezielt zur Hautaufhellung bei Hyperpigmentierung eingesetzt.

### RS-AMPULLE (RESVERATROL, 95% REINHEIT)

Resveratrol ist besser bekannt als Weinsäure. Die in einer RS-Ampulle vorliegende Konzentration entspricht fast 500 Flaschen Rotwein. RS schützt vor Hautkrebs in Zusammenhang mit UV-Strahlung und Lichtalterung.



## Sie haben Fragen?

### WIE KOMFORTABEL IST DIE BEHANDLUNG?

Das **läsèmd** System wurde mit dem Ziel entwickelt, die Behandlung für den Patienten möglichst angenehm zu gestalten. Das zeitsparende Verfahren gibt die Laserenergie in extrem feinen Mikrostrahlen ab und stellt damit sicher, dass die Behandlung gut verträglich ist.

### MIT WELCHER AUSFALLZEIT MUSS ICH RECHNEN?

Die **läsèmd** Behandlung verursacht so gut wie keine Ausfallzeit. Die Mikrostrahlen in Kombination mit den optimierten Energiepegeln ermöglichen eine raschere Erholung, so dass Sie Ihren üblichen Tagesablauf sofort wieder aufnehmen können.

### WIE VIELE SITZUNGEN WERDE ICH BRAUCHEN?

Die besten Ergebnisse zeigen sich nach einer Kur von fünf Anwendungen. Was für Ihre Haut am besten ist, wird Ihr Arzt Ihnen individuell empfehlen und das Behandlungsziel mit Ihnen besprechen.

## Vereinbaren Sie einen Termin

Erfahren Sie mehr:  
[www.lutronic-laser.de](http://www.lutronic-laser.de)

**LUTRONIC**  
Intelligent Care

Lutronic Medical Systems Germany GmbH  
Esplanade 41, 20354 Hamburg, DEUTSCHLAND  
TEL: +49 40 6963 999-50 / FAX: +49 40 6963 999-59  
E-MAIL: [germany@lutronic.com](mailto:germany@lutronic.com)

© 2019, LUTRONIC Group of Companies.

**LUTRONIC**

Intelligent Care



**läsèmd**

Thulium-Laser zur Einbringung  
hochwertiger Cosmeceuticals  
direkt unter die Haut

## Warum **laséméd**?


### HERAUSRAGENDE ERFOLGE – SCHNELL UND SICHER

**laséméd** ist ein Laser-Gerät, welches eine schonende Laserbehandlung mit der Einbringung von Cosmeceuticals verbindet.

Die Laserbehandlung erzeugt winzige Wunden im Hautgewebe und ermöglicht so ein optimales Eindringen der Wirkstoffe.

Diese gelangen somit dorthin, wo sie benötigt werden, um die Haut zu erneuern und verjüngen.


Viele Patient:innen sehen schon nach kurzer Zeit, innerhalb weniger Tage, Verbesserungen. Ihre Haut wird sich allerdings kontinuierlich verbessern und über Wochen weiter erneuern.



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Faltenreduktion
- Anti-Aging
- Hautaufhellung
- Depigmentierung
- Epidermale Melasmen
- Schlanke Haut
- Narben
- Haarausfall
- Hautstraffung
- Hautverjüngung – Gesicht & Hals & Dekolleté

## Ablauf der **laséméd**-Behandlung



**laséméd** kombiniert einen Thuliumlaser der Spitzenklasse mit exklusiven Wirkstoffampullen. Diese enthalten Substanzen höchster Reinheit – aber keine Konservierungsmittel.

### FÜR WEN EMPFIEHLT SICH **laséméd**?

- Patienten, die sich eine Laserbehandlung ohne Ausfallzeit wünschen.
- Patienten, die sich eine Behandlung gegen Hyperpigmentierung und zur Hautaufhellung wünschen.
- Patienten auf der Suche nach einem langfristigen Hautpflegeprogramm, welches Hautschäden verhindern kann.
- Patienten, die sich ein frisches Hautbild und eine jugendliche Hautstruktur wünschen.



### DIE VORTEILE DES **laséméd**-PROGRAMMS

- Keine Anästhetika
- Keine Ausfallzeit
- Schnelle Behandlungszeiten
- Kontinuierliche Pflege in der Klinik und zuhause